

## PD-VN-PWF

### Technický list / Informace pro uživatele

Datum: 15.04.2019

Údaje o výrobku

Artíkl: PD-VN-PWF Vinylové transparentní nepudrované vyšetřovací rukavice 240 mm

Standardy:

Směrnice Rady 89/686/EEC o osobních ochranných prostředcích

Směrnice Rady 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích

EN374:2003 část I, II a III – Rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům

EN388:2003 – Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN420:2010 – Ochranné rukavice – všeobecné požadavky

Popis:

Jednorázové použití: ano

Potravinářství: Vinylové rukavice by neměly být uváděny do styku s potravinářskými výrobky obsahujícími tuky a oleje (zejména s potravinami, rybami, mléčnými výrobky, čokoládou, cukrovinkami, zeleninou a ovocem).

Barva: transparentní

Povrch rukavic: hladký

Tvar: univerzální, vhodné pro pravou i levou ruku

Okraj: rolovaný

Země původu: Čína

Velikost	Délka (mm)	Šířka dlaně (mm)	Tloušťka (mm)		
			Dlaň	Prostředník	Manžeta
XS (5/6)	240	≤ 80	0,08	0,06	0,05
S (6/7)	240	80 ± 10	0,08	0,06	0,05
M (7/8)	240	95 ± 10	0,08	0,06	0,05
L (8/9)	240	110 ± 10	0,08	0,06	0,05
XL (9/10)	240	≥ 110	0,08	0,06	0,05

Velikost	Označení artiklu	Kusů v krabici	Krabíček v kartonu	Kusů v kartonu
XS (5/6)	PD-VN-PWF/XS	100	10	1000
S (6/7)	PD-VN-PWF/S	100	10	1000
M (7/8)	PD-VN-PWF/M	100	10	1000
L (8/9)	PD-VN-PWF/L	100	10	1000
XL (9/10)	PD-VN-PWF/XL	100	10	1000

NORMA	ZKOUŠKA	VÝSLEDEK			SOUBOR
93/42/CEE					
EN455-1	Nepropustnost	Stupeň ochrany 1: AQL=1,5			Příloha 1 CIMAC Protokol o zkoušce RP 2013/0774-2- RP-1
EN455-2	Síla roztržení				
	Před stárnutím	≥ 5N			
	Po stárnutí	≥ 4N			
	Poměrné prodloužení při roztržení				
Před stárnutím	350%				
Po stárnutí	320%				
EN455-3	Přítomnost pudru	Nedetekovatelné			

	Přítomnost proteinů	Nedetekovatelné			
EN455-4	Záruka kvality	5 let			
89/686/CEE					
EN374-1	Terminologie	Vyhovující			Příloha 1
EN374-2	Odolnost proti penetraci - voda	Vyhovující			
EN374-2	Odolnost proti penetraci - vzduch	Vyhovující			
EN16523-1		Permeace (min)	Index	Degradace (%)	Protokol CIMAC RP 2018/0793-3-RP-1 z 27/04/2018
	(K) Hydroxid sodný 40%	35	2	68,7	
	(P) Peroxid vodíku	35	2	60,2	
EN388	Odolnost proti oděru	Třída = 0			
	Odolnost proti řezu	Třída = 0			
	Odolnost proti trhání	Třída = 0			
	Odolnost proti propíchnutí	Třída = 0			
EN420	Všeobecné požadavky	OK			
1935/2004/CE	Migrační test	Testováno	Nedoporučuje se kontakt déle než 30 min. s potravinářskými výrobky obsahujícími tuky a oleje		Příloha 5

Složení: Resin polyvinyl chloride, 4,2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIB), Di-isononyl phtalate, Emulsin of Polyurethane, Mix Ca Zn

Latex: NE

Vulkanizační činidlo: NE

Produkty zvířecího nebo biologického původu: NE

Skladování:

Chraňte před vlhkem a slunečním svitem. Skladujte při teplotě mezi 10°C a 25°C.

Jen pro jednorázové použití.

Záruka kvality: 5 let

Výrobce

Jméno firmy: Laboratories EUROMEDIS  
 Adresa: Z.I. de la Tuilerie, 60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT, France  
 Kontaktní osoba: Mr. Eddie Zerbib, Quality Manager  
 Tel.: +33 344728360  
 Fax: +33 344735732  
 e-mail: euromedis@euromedis.fr  
 web: www.euromedis.fr

Distributor

Jméno firmy: PROFOD s.r.o.  
 Adresa: Malešická 546/71, 108 00 PRAHA 10, Czech Republic  
 Tel.: +420 777811709  
 e-mail: info@profod.com  
 web: www.profod.com

**PROFOD s.r.o.**

Sídlo společnosti:  
 Malešická 546/71, 10800 Praha 10  
 IČ: 27179397 DIČ: CZ27179397

Provozovna:  
 Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 15  
 Tel.: +420 222 514 787 Fax: 226 202 260

PROFOD s.r.o., Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420-777 811 709 - E-mail : obchod@profod.com

IČ: 271 79 397 - DIČ: CZ27179397

OR /MS Praha, C/102326